

Delivery Manager

Nachverfolgungs- software für Medikamente und Materialien.


- Umfassende Bestellübersicht
- Flexible Transportmethoden
- Unkomplizierter Zugang

Weniger Unterbrechungen der Arbeitsabläufe in der Apotheke

Eine vollständige Bestellübersicht, flexible Transportmethoden und ein unkomplizierter Zugang – Delivery Manager stellt effiziente Arbeitsabläufe im Krankenhaus sicher. Die umfassende und verlässliche Lösung ermöglicht die Nachverfolgung von Medikamenten, Blutproben und anderen klinischen Gütern in Echtzeit. Die Integration verschiedener Transportmethoden, optimierte Arbeitsabläufe und weniger Unterbrechungen machen Delivery Manager zu einem essentiellen Tool für Krankenhäuser, die ihre Lieferprozesse effizienter und sicherer gestalten wollen.

Vorteile

- **Umfassende Nachverfolgung** Delivery Manager bindet neben dem Rohrpostsystem auch andere manuelle und automatisierte Transportmethoden mit ein. Damit sind alle Bestellungen, vom Eingang bis zur Ankunft, vollständig rückverfolgbar.
- **Informationen in Echtzeit** Die Rohrpost von Swisslog Healthcare kommuniziert direkt mit der Delivery Manager Software. Der Status aller Bestellungen, die durch die Rohre versandt werden, wird direkt aktualisiert, um Informationslücken auszuschließen.
- **Optimierte Arbeitsabläufe** Ein einziger Kontrollpunkt, klare Verantwortlichkeiten und Nachverfolgbarkeit für Patientenbestellungen: Delivery Manager verbindet den Verteilprozess der Medikamente und optimiert die Produktkette. Die Effizienz bei der Nachverfolgung wird erhöht und das Risiko von Medikationsfehlern verringert.



Delivery Manager überwacht Güter vom Zeitpunkt des Bestelleingangs bis zur Lieferung an die Patienten.

Rohrposttransport

Rohrpostsysteme sind entscheidend für die erfolgreiche Zustellung von Patientenbestellungen. Delivery Manager lässt sich direkt in das Rohrpostsystem TranspoNet von Swisslog Healthcare integrieren. Mittels RFID-Technologie werden Büchsen automatisiert nachverfolgt, überwacht und der Bestand verwaltet. Damit kann in Echtzeit überprüft werden, ob Güter zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommen.

Manueller Transport

Die meisten Medikamente kommen zu Fuß auf der Patientenstationen an, sei es mithilfe von Medikamentenwägen oder automatisierten Medikamentenschränken. Krankenhäuser, die sich ausschließlich auf die Nachverfolgung der Rohrpostlieferungen verlassen, haben daher für die meisten Medikamente keine Lieferaufzeichnung. Delivery Manager schließt diese Lücke in der Nachverfolgung: Alle manuellen Transportaufträge werden ebenfalls überwacht, um sicherzustellen, dass sie korrekt erfasst wurden und rückverfolgbar sind.

- 1 Bestelleingang (Rezept oder Nachbestellung) über ein vorgeschaltetes Auftragsverwaltungssystem
- 2 Personal wird bei der Auswahl der richtigen Lieferartikel angeleitet
- 3 Artikel werden gescannt und in den Transportbehälter (Büchse oder Behälter) geladen; Delivery Manager stellt sicher, dass die richtigen Artikel gesendet werden
- 4 Bei Übergabe der Büchse an die TranspoNet Station erkennt TranspoNet die Büchsen-ID und leitet die Büchse automatisch zum Ziel
- 5 Zwischenlagerung der Büchse in der Buffer-Komponente; Pflegepersonal wird währenddessen über die bereitstehende Büchse informiert
- 6 Pflegepersonal authentifiziert sich und entnimmt die Büchse
- 7 Personal wählt Artikel aus und lagert diese im Medikamentenschrank

Swisslog Healthcare

Hansacker 5-7

26655 Westerstede

Deutschland

T: +49 4488 531 000 0

F: +49 4488 531 010 0

press@swisslog-healthcare.com

[swisslog-healthcare.com](https://www.swisslog-healthcare.com)