




TranspoLab—标本传输系统

TranspoLab是一款紧凑型气动传输系统，能够快速的将标本从不同临床科室运送到检验科。


从病区到检验科：快速的标本传输

TranspoLab是医院临床标本运输的成熟解决方案。

- 单向传输线路可实现更快的运输速度（传输网络可用性翻倍）
- 一次性塑封袋，实现标本洁净运输
- 可回收降解塑封袋
- 站点节省空间，塑封袋可叠放使用，进一步优化操作性能
- 节能传输：根据传输袋的重量设置风机的功率



TranspoLab 传输网络



TranspoLab 4.0

具备诸多优势，互联互通及具有交互性能的现代化传输系统：

- 控制系统向上兼容前几代软件
- 控制程序可以通过 SD 卡或笔记本电脑轻松下载
- 控制系统直观且可定制

优势

远程控制

系统维护可以通过远程连接设备完成。

TransCheck自动检测分析

自动分析系统性能，无须人工分析。

可追溯性

用户发送操作前，扫描塑封袋条码，实现发送物品可追溯。

多用户操作

5位不同角色用户可同时登录系统操作（用户，管理员，售后）

运行报告

可生成系统运行12个月内的所有运行信息报告。

时间管控

可设置发送站点的使用时间。



从设计到实施

- 我们的设计推荐，旨在为您提供适配的解决方案。
- 项目前期的情况分析 & 成本估算也是我们服务的一部分。
- 详尽的系统调试和各方位的系统监控保障项目实施的顺利开展。
- 安装调试后，对各用户进行新系统介绍及使用培训。

瑞仕格医疗

在物流和药房自动化领域不断创新，提供院内管理整体解决方案

瑞仕格医疗在医疗机构自动化方面拥有数十年的经验，为院内物流和药房自动化领域提供整体解决方案。

我们专于自动化和智能领域知识，前瞻性的将药学、物资运输、大数据分析结合在一起，助力提高院内药品管理和物流运输的准确性，提高工作效率。

联系方式

上海瑞仕格医疗科技有限公司
上海市青浦区涞港路 77 号国家会展中心办公楼 C 栋 4 楼 411 室
电话: +86 21 2357 0560
官方邮箱: healthcare.cn@swisslog-healthcare.com
售后热线: 400 820 8865 / +86 21 23570517 / 15801859892
售后邮箱: service.healthcare.cn@swisslog-healthcare.com

swisslog-healthcare.com

商标

Swisslog Healthcare 涵盖多项技术。
详情参考 www.swisslog-healthcare.com。
© 2024 Swisslog Healthcare ZH CHN 102024 PTS-103



视频号



公众号



售后服务

